

Pressemitteilung

Wessling, 22.08.2006
Jan Brubacher
MarCom Specialist
Tel. +49 (0)8153 / 405-39
Jan.Brubacher@Laser2000.de

Photon timing mit sehr schneller Inbetriebnahme: **Laser 2000 präsentiert das weltweit erste integrierte USB Photon Timing System**

Laser 2000, Distributor für hochwertige Photonikprodukte bietet nun noch mehr Lösungen für den Biotech-Markt. Fluoreszenz und TCSPC sind seit vielen Jahren eng mit der High-end Photonik verbunden. Nach der Produkteinführung des PCSTime der Firma SensL aus Irland muss der Wissenschaftler nicht mehr Elektroniker oder Optiker sein. Das PCSTime-USB-Modul wird an den PC/Laptop angeschlossen und das Lichtleiterkabel an den Versuchsaufbau. Schon kann die Messung beginnen!



*Photon Timing Modul zur
zeitaufgelösten Erfassung von
Einzelphotonen*

Interne/externe Triggerung, bequeme Peltierkühlung oder die kostenfreie Software machen das Arbeiten im Bereich der Fluoreszenz- /Phosphoreszenzmessungen viel bequemer.

Profitieren Sie von den Vorteilen der integrierten USB Lösung bei Ihrer TCSPC-Messaufgabe.